



Alpinamed

Airelle rouge D-Mannose Boisson instantanée en granulés



Informations sur le produit

Complément alimentaire

✓ **Pour une fonction normale du système immunitaire[®]**

Édulcoré par des glycosides de stévia de stévia

Ingrédients

- ✓ à boire froid ou chaud
- ✓ Airelle rouge et D-mannose
- + Vitamine C
- 🌿 Végan
- 🌿 Sans gluten
- 🌿 Sans lactose
- 🌿 Sans colorants ni conservateurs artificiels

Alpinamed[®] Airelle rouge D-Mannose Boisson instantanée en granulés

Complément alimentaire avec D-mannose, extrait natif complet d'airelles rouges, vitamine C et magnésium.

Nous vous remercions d'avoir acheté la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed. Veuillez lire intégralement et attentivement cette notice d'emballage avant la première utilisation.

Qu'est-ce que la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed?

La boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed est un complément alimentaire à boire sous forme de granulés solubles dans l'eau.

Que contient la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed?

Chaque sachet de boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed contient 2 g de D-mannose pur d'origine naturelle ainsi que 1,5 g d'extrait natif complet d'airelles rouges, 30 mg de vitamine C et 60 mg de magnésium.

Comment la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed se distingue-t-elle des autres produits?

Contrairement aux produits à base de D-mannose classiques, la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose contient, en plus du D-mannose, un extrait spécial d'airelles rouges européennes fraîchement cueillies ainsi que de la vitamine C et du magnésium. L'extrait natif hautement concentré d'airelles rouges et le D-mannose forment une synergie idéale.

Une qualité d'extrait unique en son genre

Pour fabriquer ses extraits, Alpinamed utilise des airelles rouges scandinaves fraîches, de première qualité et cueillies à la main. Contrairement aux jus et aux extraits en poudre issus de jus séchés, l'extrait d'airelles rouges Alpinamed contient les molécules extraites de toute l'airelle, y compris la peau et les pépins. La peau et les pépins des airelles sont particulièrement riches en ingrédients précieux. Les airelles rouges utilisées par Alpinamed poussent en Scandinavie dans un environnement naturel (airelles sauvages). Les fruits sont récoltés à la main avec beaucoup de soin afin de ne pas abîmer les arbrisseaux et de ne pas tasser le sol avec des engins lourds. Les airelles rouges poussent naturellement; elles ne sont ni fertilisées, ni traitées par des pesticides. Au fil des siècles, des variétés résistantes et riches en polyphénols se sont ainsi adaptées à leur environnement naturel.

Pourquoi la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed contient-elle de la vitamine C et du magnésium?

La vitamine C est importante pour un fonctionnement normal du système immunitaire et participe en plus à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Le magnésium participe à un fonctionnement musculaire normal et joue un rôle dans la division cellulaire.

Quel est le dosage de la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed et à quoi faut-il faire attention?

Pour une utilisation de courte durée chez l'adulte, le dosage est de 1 sachet 3 fois par jour pendant 5 jours. Pour l'utilisation préventive de longue durée, nous recommandons de prendre soit 1 sachet 3 fois par jour pendant 5 jours dans le mois, soit 1 sachet par jour pendant une durée plus longue.

Disperser le contenu d'1 sachet dans un verre d'eau froide ou chaude jusqu'à dissolution complète et boire le mélange. Dans l'idéal, la dernière utilisation a lieu le soir après le passage aux toilettes. La préparation naturellement trouble a un goût typiquement acidulé.



✓ **Qualité contrôlée**

Pendant combien de temps peut-on utiliser la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed?

Les compléments alimentaires peuvent être pris aussi longtemps que le besoin en éléments contenus dans la composition persiste.

Pourquoi la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed contient-elle d'autres molécules?

Pour des raisons techniques, de la maltodextrine et du silicate de calcium sont nécessaires à la fabrication. Tous les composants utilisés sont autorisés par les autorités suisses et conformes à l'ordonnance du DFI sur les excipients autorisés dans les denrées alimentaires.

La boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed contient-elle des allergènes connus?

La boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed est végétale, sans gluten, sans lactose et ne contient ni colorants, ni conservateurs artificiels. Sans allergènes conformément à l'annexe 6 de l'Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires.

Composition et valeurs nutritives

Voir l'emballage externe.

Comment conserver la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed?

La boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed doit être conservée dans son emballage d'origine et dans un endroit sec, à température ambiante et hors de portée des enfants.

En quelles tailles de boîtes la boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed est-elle disponible?

La boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed est disponible en boîtes de 20 et 60 unités en pharmacie et en droguerie.

Un produit de qualité Alpinamed: fabriqué en Suisse

La boisson instantanée en granulés aux airelles rouges et au D-mannose Alpinamed est fabriquée par Alpinamed en Suisse. La sélection des matières premières et la fabrication sont soumises à une procédure d'analyse et d'assurance qualité très exigeante. Avant d'arriver dans le commerce, le produit prêt à l'emploi est soumis à une procédure d'analyse en laboratoire en plusieurs étapes.

Conseils pour votre système immunitaire

Buvez suffisamment, dans l'idéal de l'eau ou des tisanes sans sucre. Renoncez si possible aux boissons glacées. Évitez les courants d'air et habillez-vous chaudement par temps froid. Respectez une hygiène raisonnable après le passage aux toilettes et évitez les détergents agressifs pour la toilette intime. Faites attention à l'hygiène et à la propreté lors des contacts, également chez le/la partenaire.

Fabriqué en Suisse.

Fabrication et distribution: **Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf**